

# Les nouveaux substituts osseux phosphocalciques injectables : ▶ *principes généraux*

Didier MAINARD

Service de Chirurgie Orthopédique, Traumatologique &  
Arthroscopique, CHU NANCY

UMR CNRS 7561 Physiopathologie, Pharmacologie &  
Ingénierie du Cartilage

Groupe d'Etude pour la Chirurgie osseuse (GECO)

Les Arcs 17/10/2010

10/02/2010

# Pertes de Substance Osseuse (P de SO)

origines très diverses - traumatique

- orthopédique
- tumorale
- septique
- congénitale

▶ sujet de préoccupation fréquent en  
chirurgie orthopédique et traumatologique ++

+


10/02/2010

# ► Large gamme de substitut osseux (SO) d'origine variée

- humaine ou animale
- végétale
- chimique et synthétique



## ■ sous de nombreuses formes



# 2009 : 9 ème édition

1ère édition 1992 = 12 SO

→ 1994 : 17

1997 : 26

1999 : 25


2001 : 42

2003 : 56

2005 : 82

2007 : 101

2009 : 95



# 95 substituts osseux référencés !

phosphate de calcium +++

sulfate de calcium

ciments phosphocalciques

alumine

xénogreffes traitées


allogreffes sécurisées

allogreffes déminéralisées





carbonate de calcium

nanoparticules de P de Ca

BMPs ...



# Les substituts osseux solides



10/02/2010



# Les substituts osseux malléables



10/02/2010

# les Substituts Osseux Injectables

► 3 familles



les substituts osseux  
de P de Ca  
rendus injectables



les ciments  
phosphocalciques



les hydrogels de  
nanocristaux de P de Ca



# Les SO de P de Ca rendus injectables

## Céramiques de Phosphate de Calcium traditionnelles

- granules de PCa biphasé (60% HA-40% TCP)

taille : 120  $\mu\text{m}$

pas de macroporosité

microporosité = # 25 % (pores < 10  $\mu\text{m}$ )



- hydroxy propyl methyl cellulose (HPMC)

= polymère semi-synthétique d'origine

polysaccharidique

▶ granules en suspension dans un hydrogel

■ HP u'ur r



biodégradation = macroporosité  
repousse osseuse

10/02/2010

□ pas de durcissement

# LES CIMENTS PHOSPHOCALCIQUES

- ▶ forme complémentaire aux céramiques de P de Ca
  - injectables
  - prise et durcissement in vivo : en milieu humide  
temps de prise # 10 mn
  - résorbables (pour la plupart)
- Injectabilité = meilleur comblement des cavités osseuses  
au contact du tissu osseux  
abords mini-invasifs ou percutanés
- Durcissement et prise = une certaine stabilité  
et résistance mécanique



## ■ Selon la nature des ciments

4 classes

- Ciments au DCPD (DiCalcium Phosphate DiHydraté) ou brushitique
  - Ciments au phosphate de calcium magnésien
  - Ciments à l'octocalcium phosphate
  - Ciments à l'apatite non stoechiométrique
- ▶ réaction acide-base
  - ▶ réaction d'hydrolyse

## ■ Driessen : *J Mater Sci Mater Med*, 1994

466 formulations

seulement 15 = temps de prise < 1 heure

contrainte en compression > 2 MPa

## ► Ciments brushitiques (DCPD)

- réaction acide-base
- mélange d'une phase liquide et d'une phase solide

□ phase solide :

phosphate tricalcique □ (> 97%)  
+ pyrophosphate de sodium


□ phase liquide :

acide orthophosphorique 4 M  
+ acide sulfurique 0,1 M



→ 55 % DiCalcium Phosphate Dihydraté

45 % Phosphate TriCalcique



Réaction de prise =  
dissolution du TCP-□ : P de Ca  
puis cristallisation du DCPD : P de Ca moins soluble

▶ pâte ou ciment injectable  
réaction peu exothermique



DCPD =

grains en forme de plaquettes  $< 5 \mu\text{m}$

(TCP = particules entre 2 et  $50 \mu\text{m}$ )



■ Taille moyenne des pores  $\approx 4 \mu\text{m}$


Porosité totale : 40 %

pas de macroporosité +++

Résistance en compression :

37 MPa (air ambient)





Module d'Young : 900 MPa





■ particules libérées :

- intégrées dans l'os néoformé
- phagocytées

■ front de résorption # front d'ossification  
+/- liseré en fonction de la vitesse relative



## ■ ciments phosphocalciques parfaitement biocompatibles




### ► quelques réactions inflammatoires

HARDOUIN, *Bone* 1999

MIYAMOTO, *JBMR* 1999

mauvaises conditions d'utilisation  
non respect du mode d'emploi,

du délais d'attente : pH trop bas



## Injectabilité +++

■ très dépendante du temps de prise : 9-10 min (23°C)

■ temps de prise : très dépendant de la température

► respect des abaques +++

La cinétique de prise est très sensible aux variations de température



## Fenêtre d'injectabilité

trop tôt = pH trop bas

trop tard = durcissement

# APPLICATIONS CLINIQUES


## ■ CONSTANZ, *Science* 1995

grande popularité mais applications limitées  
malgré le développement de la chirurgie mini-invasive

## ■ Littératures : 3 grandes indications

- fractures extrémité distale du radius
- fracture du plateau tibial
- perte de substance des massifs épiphysaires





10/02/2010





6 mois

10/02/2010



3 ans


10/02/2010



# Eurobone

# Eurobone 2

- ▶ réhabilitation cellulaire
- ▶ biodégradation



- formule chimique
- porosité

ciments : microporosité exclusive

microporosité : échange chimique

macroporosité : pénétration cellulaire


+ repousse osseuse



## ► Ciment apatitique


réaction de type hydrolyse

$\alpha$ -TCP + DCPD  
+ MCPM + CDA



> 98 % CDA

Calcium Deficient Apatite



+ HPMC



HydroxyPropylMethylCellulose

polymère semi-synthétique d'origine polysaccharidique

résorption = macroporosité

TCP : phosphate TriCalcium ; DCPD : DiCalcium Phosphate DiHydraté ;  
MCPM : MonoCalcium Phosphate MonoHydraté

# ► Eurobone 2



phase en poudre

partie minérale

TCP + DCPD


+ MCPM + CDA





□ une partie organique

HPMCellulose

■ phase liquide

une solution aqueuse de phosphates






10/02/2010




## Norian versus Eurobone 2



Eurobone 2 : + facile, en totalité,  
avec une force constante // Norian


Eurobone 2 : moins résistant  
mais moins cassant // Norian




	Porosité totale	Microporosité	Macroporosité
<b>Norian SRS</b>	<b>58,6 ± 6 %</b>	<b>96,5 %</b>	<b>2,3 %</b>
<b>Eurobone</b>	<b>40 %</b>	<b>40 % &lt; 5μ</b>	<b>0</b>
<b>Eurobone 2 STD</b>	<b>70 %</b>	<b>88 %</b>	<b># 10 %</b>
<b>Eurobone 2 SW</b>	<b>66 %</b>	<b>84 %</b>	<b># 8 %</b>


## Macroporosité :

- partiellement interconnectée
- sous-estimée par porométrie au mercure







Norian







défaut non critique 3 mm  
extrémité fémorale distale  
recul : 4 semaines



Eurobone 2




10/02/2010




défaut critique 6 mm  
extrémité fémorale distale  
recul : 4 semaines

10/02/2010



peu d'os néoformé au sein de l'implant  
voie peu de résorption

os néoformé au sein de l'implant en voie de résorption




10/02/2010

# Les Hydrogels de Nanocristaux de P de Ca hydroxyapatite

- ▶ Nouvelle classe de substituts osseux :  
hydrogel + nanocristaux d'HA  
taille et forme = apatite os humain  
# 18 à 20 nm  
25 ou 35 % HA  
Ca/P = 1,67, pH + 7,5

- surface spécifique = 106 m<sup>2</sup>/g  
/ sulfate de calcium 2-3 m<sup>2</sup>

bioréactivité +++







front d'ostéoblastes




OS  
néoformé

ostim


10/02/2010

- **Totalement biodégradable :**
  - incorporation des cristaux
  - mécanismes cellulaires (macrophages,
  - dissolution des ions Ca et P



- **Régénération osseuse**  
// à la résorption  
néovascularisation

**Laschke : *JBMR*, 2007**




## ■ Pâte visqueuse injectable :

- prête à l'emploi
- ne durcit pas
- aucune consistance mécanique



- Evaluation of a novel nanocrystalline HA paste Ostim in comparison to  $\alpha$ -BSM. More bone ingrowth inside the implanted material with Ostim compared to  $\alpha$ -BSM.

HUBER, FX : *BMC Musculoskel Dis*, 2009



à 73 kg

orale distale : 10 x 15 mm


ois

▶  $\alpha$ -BSM : ciment phosphocalcique apatitique


▶ Ostim = Nanostim = Ostibone(ostim)



## Résultats histologiques à 1 mois




ostim




$\alpha$ -BSM

Résultats histologiques  
1 mois




ostim

Résultats histologiques  
2 mois




α-BSM

## Résultats histologiques à 3 mois




ostim



$\alpha$  -BSM





- ▶  $\alpha$  -BSM : os en périphérie, envahissement osseux progressif
- ▶ Ostim : envahissement immédiat

# CONCLUSION



- Substituts osseux injectables
  - intérêt et développement clinique récent
  - ne remplacent pas les SO « solides »
  - forme complémentaire = autres applications
  - choix d'un SO injectable // SO « solide »
    - avantages / inconvénients
    - // cas clinique considéré